

VES® Sport

O modelo VES® Sport é o telescópio biótico de modelo ótico Kepleriano mais popular da Ocutech. Ele oferece o campo de visão mais largo disponível, nas potências 4x, 5x e 6x, e pode ser focalizado em até 18 centímetros. O modelo VES® Sport oferece clareza de imagem e brilho excepcionais, e seu design moderno e leve pode oferecer visão confortável o dia todo. Ele até está disponível em cores! O VES Sport é ideal para indivíduos com perda de visão moderada de 20/300 (6/90) ou melhor do que isso.



VES® K

O telescópio biótico de foco manual VES® K, disponível nas potências 3x e 4x, oferece tecnologia ótica Kepleriana de campo amplo da Ocutech. Como todos os produtos VES da Ocutech, seu modelo pequeno, leve e confortável oferece nitidez de imagens de ponta a ponta. Os pacientes podem usar o VES® K o dia todo. É ideal para indivíduos com perda de visão moderada de 20/200 (6/60) ou melhor do que isso.



VES® Explorer

O telescópio biótico de foco manual VES® Explorer, disponível nas potências 3x e 4x, oferece tecnologia ótica Kepleriana de campo amplo da Ocutech em um modelo menor e moderno, e está disponível em 5 cores. Seu foco chega a até 18 centímetros. Excelente para crianças e adultos, seu modelo leve o torna confortável para ser usado o dia todo. É ideal para indivíduos com perda de visão moderada de 20/200 (6/60) ou melhor do que isso.



VES® Mini

Não há telescópio biótico menor, mais leve, e com o campo mais largo do que o Ocutech 3x VES® Mini. Ele tem apenas a metade do tamanho de outros telescópios bióticos Keplerianos (campo expandido). Ele pesa menos de 30 gramas, e focaliza rápida e facilmente até 23 centímetros! Ele é receitado em um método de montagem através da lente, e pode ser receitado para um ou os dois olhos, para longe ou para perto. O VES Mini está disponível em preto ou prata, é muito popular para direção com telescópios bióticos, e é ideal para indivíduos com perda de visão moderada de 20/150 (6/45) ou melhor do que isso.



VES® II

A versão aperfeiçoada do modelo ótico original da Ocutech, o VES® II, disponível nas potências 3x e 4x, oferece tecnologia ótica Kepleriana nítida, de campo amplo da Ocutech, com focalização conveniente e peso leve. Seu sistema de montagem modular faz com que a prescrição de um sistema biótico de alta qualidade seja rápida, conveniente e reajustável. Instalado nas armações de óculos plásticas especialmente projetadas da Ocutech, o VES-II permite que o responsável pela prescrição possa montar o telescópio biótico independentemente, fazendo do VES-II um sistema conveniente e popular no mundo todo. Ele é recomendado para indivíduos com perda de visão moderada de 20/200 (6/60) ou melhor do que isso.



Sobre a Ocutech

Fundada em 1984, a Ocutech é líder mundial no desenvolvimento de recursos telescópicos de alta qualidade para visão reduzida. A pesquisa e o desenvolvimento originais da Ocutech foram subsidiados por verbas do Instituto de Olhos Nacional (NIH) e o Ministério da Saúde de Ontário (Canadá). Em 1999, a Ocutech recebeu o prestigioso Prêmio Winston Gordon, do Instituto Nacional Canadense para os Cegos, por sua inovação nos recursos telescópicos para visão reduzida.

OCUTECH® CE

Nossa visão é melhorar a sua

109 Conner Dr., Suite 2105
Chapel Hill, NC 27514, États-Unis
+1 800 326-6460
+1 (919) 967-6460 • Fax : +1 (919) 967-8146
www.ocutech.com

**Está pronto
para ver
mais claramente
do que você já
imaginou?**



**A Ocutech pode
mudar a sua vida.**

Óculos telescópicos especialmente projetados para visão reduzida.

A Ocutech pode mudar a sua vida!

Com o recurso de telescópio biótico para visão reduzida da Ocutech, seu mundo entrará em foco, e será mais fácil para você ver e fazer as coisas que você nunca imaginou que seriam possíveis.

Os bióticos Ocutech já ajudaram muitas pessoas com visão central reduzida, causada por degeneração macular, retinopatia diabética, albinismo, doença de Stargardt, atrofia ótica, miopia degenerativa, nistagmo, buraco macular, pseudoxantoma elástico, acromatopsia, distrofia de cone e bastonete, e várias outras doenças oculares.

Como os bióticos Ocutech melhoram a visão?

Ao aumentar as imagens, os bióticos permitem que muitas pessoas com visão reduzida vejam com clareza e mais longe. Por exemplo, se você não consegue reconhecer o rosto de uma pessoa amada a mais de 1,5 metros de distância, um telescópio de potência 4 pode permitir que você enxergue a mais de 6 metros de distância!

O que são telescópios bióticos?

Bióticos são telescópios em miniatura montados sobre óculos. Eles são uma maneira conveniente de aumentar objetos distantes, fazendo com que eles sejam instantaneamente visíveis, e deixando as mãos livres.

Por que escolher um telescópio biótico Ocutech?


Os telescópios bióticos Ocutech usam as tecnologias óticas da mais alta qualidade para gerar um campo de visão mais amplo possível. Eles são os únicos telescópios bióticos projetados para oferecer uma combinação importante de leveza, tamanho compacto, facilidade de focalização, e conforto no uso que os usuários preferem.

Como se pode adquirir um biótico Ocutech?

Os bióticos Ocutech estão disponíveis sob prescrição médica dos especialistas em visão reduzida em todo o mundo. Consulte seu especialista em visão reduzida ou entre em contato com a Ocutech para obter informações sobre o profissional mais perto de você.

Como saber se eu sou um bom candidato a usar os telescópios bióticos Ocutech?

Se a sua resposta para essas quatro perguntas for "sim", você pode ser um candidato a usar os produtos Ocutech:



1. Sua perda de visão é causada por degeneração macular ou um distúrbio semelhante que causa perda de visão central e detalhada?
2. A sua visão em seu olho melhor, com seus melhores óculos receitados por médico (se usados) é 20/300 (6/90) ou melhor do que isso?
3. Você consegue ler as manchetes nos jornais?
4. Você consegue assistir à TV ou reconhecer os rostos das pessoas a mais de 60 centímetros de distância?



Direção com telescópios bióticos

A maior parte dos estados americanos e alguns países permitem que um indivíduo com visão reduzida tire sua carteira de motoristas, se ele puder dirigir com segurança, usando um telescópio biótico. Um biótico permitirá ao motorista com visão reduzida ver adiante, para identificar mais cedo sinais, placas, pedestres, riscos nas estradas e trânsito. Os motoristas olham através de seus óculos normais a maior parte do tempo, e somente olham através do biótico brevemente, como se estivessem usando os espelhos do carro.



O Departamento de Trânsito de cada país tem seu próprio regulamento em relação a dirigir com bióticos. Certifique-se de que você está atendendo aos requisitos para direção com bióticos em seu país. A Ocutech não assume qualquer responsabilidade em relação à adequação de qualquer um de seus aparelhos, nem à aptidão de qualquer indivíduo para dirigir usando aparelhos bióticos.

SightScope®

Os produtos inovadores da Ocutech, **SightScope®** e **SightScope® Compact**, são modelos de telescópios galileanos que o ajudarão a ver duas vezes mais longe. Seu design inovador, completamente ajustável e binocular oferece o campo de visão mais amplo possível! Eles são fáceis e naturais para usar e podem ser dobrados para fora do campo de visão quando não forem necessários! Acessórios especiais para leitura podem ajudá-lo a ver o computador, música, jogar cartas, jogar jogos de tabuleiro e mesmo ler o jornal. As duas versões de **SightScope®** podem ser pedidas para um ou ambos os olhos, e podem ser montados permanentemente em armações personalizadas da Ocutech, ou em duas versões com cliques. O modelo **SightScope®** está disponível com as potências de 1.7x e 2.2x, e o modelo **SightScope® Compact** está disponível com a potência de 2.2x bem como com a potência de 0.5x expansor de campo para visão de túnel. O **SightScope®** é mais útil para indivíduos com perda de visão leve de 20/100 (6/30) ou melhor do que isso.



SightScope®

SightScope® Compact 2.2x



SightScope® Compact 0.5x Field Expander